

## **產品名稱 & 產品編號**

---

產品名稱: Penicillin G 【113-98-4】

產品編號: P003

## **產品性質**

---

分子式:  $C_{16}H_{17}KN_2O_4S$

分子量: 372.48

含量: 99.5%

pH: 5.5~7.5

## **產品描述**

---

Penicillin G 是从特异青霉菌中分离的，为内酰胺类抗生素，其抑菌效果是通过不可逆的抑制转肽酶实现的，该抗生素可以抑制细菌细胞壁的合成。

工作液浓度: 50-100ug/mL

## **儲存條件**

---

4°C 儲存